

大切な人を守る・探す

- HITOCOCO -



大好きなご家族と
共に暮らす あなたに

介護保険対象

TAIS:01580-000001



そもそも高齢者が端末を 持ってくれないと…

その悩み、HITOCOCOがお応えします

※実物大です



重量 = 20g
100円玉4枚分！



かつ、誤飲防止
を考慮したサイズ

専用お守り袋に入れて。充電は長持ち！



ほぼ100%の利用者さまが
持ってくれている工夫とは？

- ①専用のお守り袋の中に入れることで、
携帯する際の抵抗感を軽減
- ②肌着の内側にポケットを縫い付け。
毎日のお着替えの際に家族が交換



約1ヶ月間、充電不要。
「肝心な時に充電切れ」の心配なし！

あっ、さっきまで すぐ傍にいたのに…

**見守り
機能**


HITOCOCOの見守り機能で 介護ストレスの軽減を

子機が離れたら、親機が警告（音・振動）
さらに、10m程度～100m程度の
5段階で、見守り範囲を設定可能



6秒間でエリア全体をスキャン

HITOCOCOは、目に見えない路地裏の隅まで
最大1km（街中では直径500m程度）のエリアを
わずか6秒間でスキャン完了！



電波を捉えると、子機までの距離・方向の目安を表示

親機液晶に子機までの
距離・方向の目安と「電波強度」を表示。

親機液晶画面



※「電波強度」は、子機に近づくほど数値が増加し
最大レベル「100」となります。
この電波強度の情報が最も正確で頼りになります。



お母さん発見！
あっちの方向で
410m先くらい

「ショッピングモールの、 3階の東側女子トイレ… の奥から2番目のドア！」

HITOCOCOは、建物や地下でも
ピンポイントでの検索が可能です



GPS

：広域検索は◎
建物内や地下では大まかな情報

：数百m～最大1km程度の飛距離。
スーパー**全体**、地下街**全体**など、
エリア**全体**から**ピンポイント**検索可能



「3階女子トイレの
2番目のドア」
まで特定可能




Bluetooth® :非常に狭い範囲に限定

施設での活用事例

施設内に「いる/いない」の判断を瞬時に
サーチして、6秒以内に反応がなければ、
「施設内にいない」と判断可能


反応あり！ まずはひと安心！



なぜ、階の特定が可能？

親機の「電波強度」を参照。
高齢者がいる階は、レベルが上昇！
階を特定した後は、
「距離・方向」の情報で場所を特定

エレベーターで移動しながら
電波強度が1番強い階を特定



電波強度

階	電波強度
8F	反応なし！
7F	反応なし！
6F	14
5F	65
4F	20
3F	反応なし！
2F	反応なし！
1F	反応なし！



この階にいます!!

なぜ、HITOCOCOは ピンポイント検索が可能？

HITOCOCOは、山岳遭難救助の現場で
警察・山岳遭難救助隊など
救助のプロが活用している検索機器。
警察と提携する「電子登山届け」には
「ヒトココID記入欄」が設けられています



山と自然ネットワーク コンパス

Compass フィールド 登山計画 山岳ガイド コンパスメイト スマホサ

オンライン登山計画

ユーザー登録されている方・以前にオンライン登山計画を出されたことがある方はログインしてください。

本人宛て連絡受けの選択
※
少なくともどちらか一つ
にチェック

無線機器等の携

山岳関連団体への加

山岳遭難保険・制度※

加入済
保険の名称(任意)

未加入

ヒトココID(ヤマモリ)

備考


**警察提携
電子登山届けの画面**

自宅から 1 km圏内がカギ！

HITOCOCOの電波飛距離は、
見通しの良い場所で直径1km～2 km。
障害物の多い住宅街では直径500m程に

でも、HITOCOCOの守備範囲＝
1 km圏内こそが重要！

認知症行方不明者のご自宅から
ご遺体発見場所までの距離




ご自宅／入居施設

出展：2014年NHK調べ


1km圏内の高齢者を発見 できていない理由とは？

答え：「人海戦術」の限界

HITOCOCOなら複数の親機で一気に搜索。
高齢者をムダなく・素早く保護へ



さらに！「電波の目」は、24時間！



真っ暗闇

でも探せます。
「右側、190m先にいる！」

介護保険で、もっと身近に

HITOCOCO「介護モデル」は、厚生労働大臣が認める福祉用具に認定されました



TAIS : 01580-000001



福祉用具レンタル店

介護保険
対象商品




【個人負担】
レンタル料金
=数百円/月額



高齢者宅

施設でも、親機を購入。利用者をまとめて守る

親機は最大126台の子機を登録。近隣施設との連携も



No.1: 002018-037 田中さん
No.2: 002018-038 吉岡さん
No.3: 002018-039 内藤さん

最大126件



ID:002018-037



介護保険で
レンタル中



ID:002018-038



市役所の
保有在庫を
レンタル中



ID:002018-039



介護保険で
レンタル中

採用実績 (※2015年10月時点)

- 福岡県福岡市 (全ての区役所で市民に貸出)
- 福岡県大川市社会福祉協議会
- 福岡県柳川市社会福祉協議会
- 福岡県東峰村
- 長崎県松浦市
- 鹿児島県錦江町
- 鹿児島県霧島市地域密着型サービス事業者連合会
- LIXILシニアライフカンパニーはじめ福祉施設
(全国で約200箇所)



スペック・商品データ

	親機 	子機 
電波飛距離	見通し1km (使用環境による)	
周波数	925Mhz	
出力	20mW	
電池寿命	1ヶ月	1ヶ月
充電時間 (※)	約2時間 (3時間以内)	約2時間 (3時間以内)
使用温度範囲	-10℃～40℃	-20℃～40℃
寸法	107x64x13mm	60x40x12mm (タブ部含む)
重さ	70g	20g

■ ※ 指定電圧: 充電に使用するUSBの電源電圧はDC5V (USB規格に準拠) ■ 防水性能 = 親機:IPX6相当、子機:IPX7相当

お問い合わせ先

企画・製造

オーセンティックジャパン(株)

【本社】

福岡県福岡市西区徳永1085-16

【営業所】

福岡県福岡市中央区荒戸1-12-11-1,103

TEL: 092-407-2315

Email: info@authjapan.com

特約店(発売元)